

新锐冷冻震荡提取仪在湖北疾控中心安装调试



湖北省疾控中心装机现场

新锐科技发展有限公司的冷冻震荡提取仪 GD16plus 在湖北省疾控中心进行安装调试。

湖北省疾控中心在做食品风险评估时用我们新锐的冷冻震荡提取仪 GD16plus 进行均质提取，一次可以做 16 个 50ml 的样品。新锐的冷冻震荡提取仪 GD16plus 适用样品广泛，如蔬菜、水果、肉类、鱼虾、水产、饲料、坚果、加工食品等，因此仪器在湖北省

疾控中心备受器重。

冷冻震荡提取仪 GD16plus 相对手动刀式均质器而言操作简单，不用洗刀也不会产生缠刀卡刀现象；和一般漩涡器、震荡器而言，震荡提取仪通过均质子和样品在震荡产生的剪切、碰撞作用力更大，效果更好。震荡提取仪的应用行业有：农检、食药、畜牧、疾控等多个领域。

有需要的老师可以联系我们深入了解，我们会继续向更专业化，更智能化的目标迈进，做顾客选的放心，用的安心的不二产品。